


## Bac à shampoing Capiluve pour personne alitée



- 823059

- **Bac pour un shampoing facile et sans effort de la personne alitée**

Notre capiluve permet de faire un shampoing très facilement aux personnes alitées. Il suffit de le glisser sous les épaules du patient pour qu'il tienne fermement, et de positionner la nuque dans le bassin. Le large bassin permet d'être libre dans ses mouvements. L'eau ne stagne pas, elle part dans le réservoir interne du capiluve qui peut contenir jusqu'à 8 litres. Lorsque le shampoing est fini, l'ensemble est transportable facilement, sans fuite d'eau, pour le vider grâce au bouchon de vidange. Un shampoing facile et sans effort inutile.

Dimensions : 60 x 60 x 16 cm.

Poids 2,7 kg.

Matière : Polyethylene plastique

Date d'impression : 07/05/2021